


# КАТАЛОГ ИОЛ

Вискоэластики  
Инструменты



2024

**BAUSCH + LOMB**

Видеть лучше. Жить лучше



Изменим  
хирургию  
вместе

## КАТАЛОГ ИОЛ

**БАУШ + ЛОМБ** более 170 лет разрабатывает средства для охраны и лечения органов зрения. В настоящее время продукция компании **БАУШ + ЛОМБ** доступна в области контактной коррекции, фармацевтических препаратов для лечения и профилактики глазных заболеваний, оборудования и расходных материалов для проведения хирургических операций.

Портфель продуктов **БАУШ + ЛОМБ** обеспечивает решения для всех потребностей офтальмохирурга:

- Интраокулярные линзы (ИОЛ)
- Оборудование для катарактальной и витреоретинальной хирургии
- Расходные материалы и хирургические инструменты
- Эксимерный лазер
- Вискоэластики

## ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ



[www.luxsmartiol.ru](http://www.luxsmartiol.ru)  
[www.bausch.ru](http://www.bausch.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРЕМИУМ ИОЛ

Премиум

LUXSMART™

Премиум Торик

LUXSMART™  
TORIC

## МОНОФОКАЛЬНЫЕ ИОЛ

Монофокальные торические

LUXGOOD™  
TORIC    enVista™ TORIC

Монофокальные гидрофобные

enVista™    LUXGOOD™

Монофокальные гидрофильные

Akreos    MICS    Akreos™ AO

## ВИСКОЭЛАСТИКИ

Суперкогезивный

EYEFILL® S.C.  
SUPREME COHESIVE

Когезивный

Amvisc® Plus    EYEFILL® C.I.  
COHESIVE

Высокодисперсный

EYEFILL® H.D.  
HIGH DISPERSIVE

Дисперсный

OcuCoat™

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ

Рукоятки для ирригации-аспирации

Ножи офтальмологические Laser Edge Plus™



ПРЕМИУМ  
ИОЛ

LUXSMART™


ИОЛ



Интраокулярная линза

LUXSMART™

ИОЛ для Вашего функционального зрения




## Гидрофобная акриловая ПРЕМИАЛЬНАЯ ИОЛ

Каталожный номер YSMART+xx.xx D

### УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ИОЛ LUXSMART™

Актуальная информация и мнения  
хирургов



### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил
- УФ- и желтый фильтр
- Рефракционный индекс 1,54 при 35°
- Содержание воды <0,5%

### ДИЗАЙН

- Монолитная, 4-точечная фиксация
- Оптика: асферический дизайн с комбинацией сферических aberrаций 4-го и 6-го порядков с противоположным знаком
- Коррекция зрения вдаль и на промежуточном расстоянии
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Диаметр оптики 6,00 мм
- Общий диаметр 11,00 мм

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

От 0,00 до +10,00 D | Шаг 1,00 D  
От +10,00 до +34,00 D | Шаг 0,50 D

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Полностью предзагруженная система Аккуджект Про  
Рекомендуемый разрез  $\geq 2,2$  мм



### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы <sup>1</sup>	SRK/T A константа: 118,5
	$\rho$ ACD***: 5,23
	Фактор хирурга: 1,48
	Константа Хайгис: $a_0$ : 1,045 / $a_1$ : 0,4 / $a_2$ : 0,1
	EVO: 118,5
	Барретт: 118,4 / Фактор линзы: 1,57
Хилл-РБФ А-константа: 118,32	

\*\*\*Персонализированная глубина передней камеры

<sup>1</sup>Оптимизированные константы. Источник: [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: LUXSMART.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/19487 от 03.02.2023. Набор офтальмологический для катарактальной хирургии в вариантах исполнения: 1. LUXGOOD™ в составе: 11. Линза интраокулярная LUXGOOD™ YELLOW. 12. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accudject Pro однокриво-ва). 13. Инструкция по применению. 2. LUXSMART™ в составе: 21. Линза интраокулярная LUXSMART™ YELLOW. 22. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accudject Pro однокриво-ва). 23. Инструкция по применению.

LUXSMART™ – ЛЮКССМАРТ™

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется индивидуальная персонализация хирургом


\*\*Попутнение задней капсулы



Интраокулярная линза

## LUXSMART™ TORIC

ИОЛ для Вашего функционального зрения



LUXSMART™ TORIC – ЛЮКССМАРТ™ ТОРИК

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется индивидуальная персонализация хирургом

\*\*Получение задней капсулы

\*\*\*Персонализированная глубина передней камеры

### Гидрофобная акриловая торическая ПРЕМИАЛЬНАЯ ИОЛ

Каталожный номер YSMARTTxxx+xxx

#### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил
- УФ- и желтый фильтр
- Рефракционный индекс 1,54 при 35°
- Содержание воды <0,5%

#### ДИЗАЙН

- Монолитная, 4-точечная фиксация
- Оптика: асферический дизайн с комбинацией сферических аберраций 4 и 6 порядков с противоположным знаком
- Торический дизайн на задней поверхности
- Удлиненный фокус
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Диаметр оптики 6,00 мм
- Общий диаметр 11,00 мм

#### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

##### Сферический эквивалент:

- От +6,00 до +10,00 D | Шаг 1,00 D
- От +10,50 до +30,00 D | Шаг 0,50 D
- От +31,00 до +34,00 D | Шаг 1,00 D

Сила цилиндра – в плоскости ИОЛ

Есть исключения по доступности моделей с высокой или низкой сферической оптической силой  
Подробная информация - через одну страницу

#### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Полностью предзагруженная система Аккуджект Про  
Рекомендуемый разрез  $\geq 2,2$  мм



#### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы <sup>2</sup>	SRK/T A-константа: 118,5
	pACD***: 5,23
	Фактор хирурга: 1,48
	Константа Хайгис: $a_0: 1,045 / a_1: 0,4 / a_2: 0,1$
	EVO: 118,5
	Барретт: 118,4 / Фактор линзы: 1,57
	Хилл-РБФ А-константа: 118,32

<sup>2</sup>Оптимизированные константы Источник: www.widicon.org

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: LUXSMART TORIC. Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/20924 от 23.08.2023. Линза интраокулярная в вариантах исполнения LUXGOOD™, LUXSMART™, LUXGOOD™ в составе 11. Линза интраокулярная LUXGOOD™ TORIC YELLOW, представленная в сериозавальном инжекторе для имплантации (Accuject Pro сериозаваль), сферический эквивалент от +6,00 до +9,00 и от +3,00 до +34,00 диоптрии с шагом 1,0 диоптрий, от +10,00 до +30,00 диоптрии с шагом 0,5 диоптрий – 1 блистер; 12. Инструкция по применению – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. 14. Самоклеящиеся этикетки – 8 шт. 2. LUXSMART™, в составе 21. Линза интраокулярная LUXSMART™ TORIC YELLOW, представленная в сериозавальном инжекторе для имплантации (Accuject Pro сериозаваль), сферический эквивалент от +6,00 до +9,00 и от +3,00 до +34,00 диоптрии с шагом 1,0 диоптрий, от +10,00 до +30,00 диоптрии с шагом 0,5 диоптрий – 1 блистер; 22. Инструкция по применению – 1 шт. 23. Карточка пациента – 1 шт. 2.4. Самоклеящиеся этикетки – 8 шт.




МОНОФОКАЛЬНАЯ  
ТОРИЧЕСКАЯ ИОЛ

LUXGOOD™ TORIC



Интраокулярная линза

LUXGOOD™ TORIC



LUXGOOD™ TORIC – ЛЮКСГУД™ ТОРИК

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется индивидуальная персонализация хирургом

\*\*Помутнение задней капсулы

\*\*\*Персонализированная глубина передней камеры

Гидрофобная акриловая торическая ИОЛ

Каталожный номер YGOODTxxx+xxx

### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил
- УФ- и желтый фильтр
- Рефракционный индекс 1,54 при 35°
- Содержание воды <0,5%

### ДИЗАЙН

- Монолитная, 4-точечная фиксация
- Оптика: асферическая безабберационная
- Торический дизайн на задней поверхности
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Диаметр оптики 6,00 мм
- Общий диаметр 11,00 мм

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

#### Сферический эквивалент:

От +6,00 до +10,00 D | Шаг 1,00 D

От +10,50 до +30,00 D | Шаг 0,50 D

От +31,00 до +34,00 D | Шаг 1,00 D

Сила цилиндра – в плоскости ИОЛ

Есть исключения по доступности моделей с высокой или низкой сферической оптической силой

Подробная информация – на следующей странице

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Полностью предзагруженная система Аккуджект Про

Рекомендуемый разрез  $\geq 2,2$  мм



### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы	SRK/T A константа: 119,2 pACD***: 5,67 Фактор хирурга: 1,90 Константа Хайгис: $a_0: 1,659^* / a_1: 0,40 / a_2: 0,10$
Ультразвуковые константы	SRK/T A константа: 118,8 pACD***: 5,43 Фактор хирурга: 1,68 Константа Хайгис: $a_0: 1,777 / a_1: 0,40 / a_2: 0,10$

Оценка на сайте iolcon.org на основе менее 100 измерений

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravczor.gov.ru/services/msearch>. Ключевое слово: LUXSMART TORIC. Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/20924 от 23.08.2023. Линза интраокулярная в вариантах исполнения: LUXGOOD™, LUXSMART™. 1. LUXGOOD™ в составе: 11. Линза интраокулярная LUXGOOD™ TORIC YELLOW, предоставленная в однократный инжектор для имплантации (Accuject Pro однократовая), сферический эквивалент от +6,00 до +9,00 и от +31,00 до +34,00 диоптрии с шагом 1,0 диоптрий от +10,00 до +30,00 диоптрии с шагом 0,5 диоптрии – 1 блистер, 12. Инструкция по применению – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. 14. Самоклеящиеся этикетки – 8 шт. 2. LUXSMART™ в составе: 2. 11. Линза интраокулярная LUXSMART™ TORIC YELLOW, предоставленная в однократный инжектор для имплантации (Accuject Pro однократовая), сферический эквивалент от +6,00 до +9,00 и от +31,00 до +34,00 диоптрии с шагом 1,0 диоптрий от +10,00 до +30,00 диоптрии с шагом 0,5 диоптрии – 1 блистер, 22. Инструкция по применению – 1 шт. 23. Карточка пациента – 1 шт. 24. Самоклеящиеся этикетки – 8 шт.

# Доступные модели ИОЛ LUXSMART™ TORIC И LUXGOOD™ TORIC

Сферический эквивалент (D)	Оптическая сила цилиндра (D)								
	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+6,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D						
+7,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D			
+8,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+9,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+10,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+10,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+11,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+11,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+12,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+12,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+13,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+13,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+14,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+14,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+15,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+15,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+16,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+16,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+17,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+17,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+18,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+18,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+19,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+19,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+20,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+20,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+21,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+21,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+22,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+22,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+23,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+23,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+24,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+24,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+25,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+25,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+26,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+26,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+27,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+27,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+28,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+28,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+29,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+29,50 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+30,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+31,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+32,00 D	0,75 D	1,00 D	1,50 D	2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+33,00 D				2,25 D	3,00 D	3,75 D	4,50 D	5,25 D	6,00 D
+34,00 D							4,50 D	5,25 D	6,00 D

 ИОЛ доступна

От +6,00 до +10,00 D (шаг 1,00 D)  
От +10,50 до +30,00 D (шаг 0,50 D)  
От +31,00 до +34,00 D (шаг 1,00 D)

Калькулятор энВиста® Торик  
<https://envista.toriccalculator.com>



Интраокулярная линза

## энВиста® Торик

**Инновационный дизайн гаптики  
обеспечивает максимальный контакт  
с капсульным мешком**

- Гидрофобный акриловый материал без глестенинга<sup>1</sup>
- Дизайн обеспечивает стабильное и предсказуемое положение ИОП
- Безаберрационная асферическая оптика
- Контактный угол между гаптикой и капсульным мешком 56°
- Квадратный край 360° для минимизации ПЗК\*\*
- Полированная поверхность

Фенестрированная гаптика с контактным углом в 56° разработана для обеспечения максимальной стабильности

- **100%** пациентов демонстрируют ротацию до 5° во время наблюдения через 1-2 и 4-6 месяцев после операции<sup>3</sup>



1. Packer M. et al. Safety and effectiveness of a glistening-free single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista). *Clinical Ophthalmology* 2013;7:1905-1912. 2. Heiner P. et al. Safety and effectiveness of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista®) - results of a European and Asian-Pacific study. *Clinical Ophthalmology* 2014;8:629-635. 3. Packer M, Williams JI, Feinerman G, Hope RS. Prospective multicenter clinical trial to evaluate the safety and effectiveness of a new glistening-free one-piece acrylic toric intraocular lens. *Clinical Ophthalmology* 2018;12:1031-1039.

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется каждому хирургу персонализировать собственные значения.

\*\*Помутнение задней капсулы

Оптимизированные константы: <https://iolcon.org/>

## Монолитная гидрофобная акриловая торическая ИОП

Каталожный номер МХ60ТРxxx+xxx

### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил без глестенинга
- УФ-фильтр
- Рефракционный индекс 1,54

### ДИЗАЙН

- Монолитная безаберрационная асферическая оптика
- Модифицированный С-образный дизайн гаптики
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Гаптика с фенестрационными отверстиями
- Диаметр оптики 6,00 мм
- Общий диаметр 12,50 мм

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

#### Сфера:

От + 6,00 до +30,00 D | шаг 0,50 D

#### Цилиндр (в плоскости ИОП)

+1,25 D / +2,00 D / +2,75 D / +3,50 D / +4,25 D / +5,75 D

#### Цилиндр (в плоскости роговицы)

+0,90 D / +1,40 D / +1,93 D / +2,45 D / +2,98 D / +4,03 D

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Многоразовый инжектор BLIS-R1



Одноразовые картриджи BLIS X-1 (10 шт. в упаковке)

Одноразовый стерильный инжектор INJ100 (10 шт. в упаковке)

Рекомендуемый разрез 2,2 мм (техника имплантации в разрез)



**Получите доступ к инструкции по загрузке ИОП  
в картридж, просканировав QR-код или  
пройдя по ссылке** <https://youtu.be/hIKfYopbYMg>



### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы	SRK/T A-константа: 119,1
	Глубина передней камеры: 5,61
	Фактор хирурга: 1,85
	Константа Хайгис: a0: 1,46 / a1: 0,40 / a2: 0,10
Ультразвуковые константы	A-константа: 118,7
	Глубина передней камеры: 5,37
	Фактор хирурга: 1,62

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: EnVista Toric. Линза интраокулярная для задней камеры глаза псевдофакимная enVista Toric (энВиста Торик), модель МХ60Т РЗН 2016/4694 от 14.07.2020.

Система инжекторная Bausch + Lomb BLIS PЗН 2017/6619 от 26.12.2017.

Инжектор для введения интраокулярных линз, INJ 100 PЗН 2020/10023 от 30.04.2020. enVista Toric – энВиста Торик



Интраокулярная линза

**энВиста®**

### Оптика Trusight: без глестенинга

Монолитная гидрофобная акриловая ИОЛ без глестенинга<sup>1,2</sup>

### Технология StableFlex: контролируемое раскрытие<sup>3</sup>

Для плавной и контролируемой имплантации ИОЛ

### Технология усовершенствованной оптики: безаберрационный асферический дизайн

Технология оптики энВиста была разработана с учетом исключения внесения в оптическую систему положительных или отрицательных сферических аберраций

- Нейтральна к роговице
- Менее чувствительна к децентрации<sup>4</sup>
- Сохраняет определенную глубину поля зрения<sup>5</sup>
- Асферические передняя и задняя поверхности

### Гаптика AccuSet: разработана для предсказуемой и стабильной центрации<sup>1,2,6</sup>

- Фенестрированная гаптика предотвращает передачу давления с гаптики на оптику
- Гаптика разработана для обеспечения максимального контактного угла с капсульным мешком

### Дизайн SureEdge: непрерывный квадратный край на 360° для предотвращения развития ПЗК<sup>7\*\*</sup>

enVista – энВиста; Trusight – Трусайт; Accuset – Аккусет; SureEdge – Шью Эдж; StableFlex – Стейбл Флекс

1. Packer M, Fry L, Lavery K, Lehmann R. Safety and effectiveness of a glistening-free single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista). Clin Ophthalmol. 2013;7:1905-1912. 2. Hainer P et al. Safety and effectiveness of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens (enVista®) - results of a European and Asian-Pacific study. Clinical Ophthalmology 2014;8:629-635. 3. R&D report ENG16-067S\_08082016. 4. Altmann G, et al. Optical performance of 3 intraocular lens designs in the presence of decentration. J Cataract Refract Surg. 2005; 31:574-85. 5. Johansson B, Sundelin S, et al. Visual and optical performance of the Akreos Adapt Advanced Optics and Tecnis Z9000 intraocular lenses. Swedish multicenter study. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 2007; Vol. 33. 6. Garzon et al Evaluation of Visual Outcomes After Implantation of Monofocal and Multifocal Tonic Intraocular Lenses. J Refract Surg. 2015;31(2):90-97. 7. Ton Van C, Tran THC. Incidence of posterior capsular opacification requiring Nd: YAG capsulotomy after cataract surgery and implantation of enVista®MX60 IOL. Journal français d'ophtalmologie 2018; 41: 899-903

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется каждому хирургу персонализировать собственные значения.

\*\*Понимание задней капсулы

Оптимизированные константы: <https://iolcon.org/>

## Монолитная гидрофобная акриловая ИОЛ

Каталожный номер MХЕxxxx

### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил без глестенинга
- УФ-фильтр
- Рефракционный индекс 1,53

### ДИЗАЙН

- Монофокальная оптика, асферическая, безаберрационная, двояковыпуклая
- Модифицированный С-образный дизайн гаптики
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Гаптика с фенестрационными отверстиями
- Диаметр оптики 6,0 мм
- Общий диаметр 12,5 мм

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

От 0,00 до 34,00 D	От 0,00 до 34,00 D	Шаг 1,00 D
	От 10,00 до 30,00 D	Шаг 0,50 D
	От 30,00 до 34,00 D	Шаг 1,00 D

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Многоразовый инжектор BLIS-R1



Одноразовые картриджи BLIS-X1 (10 шт. в упаковке)

Одноразовый инжектор INJ100 (10 шт. в упаковке)

Рекомендуемый разрез 2,2 мм

(имплантация в разрез)



### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы	SRK/T А-константа: 119,1
	Глубина передней камеры: 5,61
	Фактор хирурга: 1,85
	Хайгис: a0: 1,46 / a1: 0,40 / a2: 0,10

Ультразвуковые константы	А-константа: 118,7
	Глубина передней камеры: 5,37
	Фактор хирурга: 1,62

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: EnVista.

Линзы интраокулярные enVista ФСЗ 2012/12616 от 30.07.2012.

Система инжекторная Bausch + Lomb BLIS P3H 2017/6619 от 26.12.2017.


Инжектор для введения интраокулярных линз, INJ 100 P3H 2020/10023 от 30.04.2020.

enVista – энВиста



Интраокулярная линза

**LUXGOOD™**



LUXGOOD™ – ЛЮКСГУД™

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется индивидуальная персонализация хирургом

\*\*Помутнение задней капсулы

Оптимизированные константы: <https://iolcon.org/>

## Гидрофобная акриловая ИОЛ

Каталожный номер YGOOD+xx.xx.D



### МАТЕРИАЛ

- Гидрофобный акрил
- УФ- и желтый фильтр
- Рефракционный индекс 1,54 при 35°
- Содержание воды <0,5%

### ДИЗАЙН

- Монолитная
- 4-точечная гаптика
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*
- Безабберационная асферическая поверхность
- Диаметр оптики 6,00 мм
- Общий диаметр 11,00 мм
- Метки для ориентации: вверху справа и внизу слева

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

От 0,00 до +10,00 D | Шаг 1,00 D

От 10,00 до +34,00 D | Шаг 0,50 D

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Полностью предзагруженная система Аккуджект Про  
Рекомендуемый разрез  $\geq 2,2$  мм



### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы | SRK/T A-константа: 119,2  
Глубина передней камеры: 5,67  
Фактор хирурга: 1,90  
Константа Хайгис:  $a_0: 1,659^* / a_1: 0,4 / a_2: 0,1$

Ультразвуковые константы | SRK/T A-константа: 118,8  
 $\rho$ ACD\*\*\*: 5,43  
Фактор хирурга: 1,68  
Константа Хайгис:  $a_0: 1,777 / a_1: 0,4 / a_2: 0,1$

Оценка на сайте [iolcon.org](http://iolcon.org) на основе менее 100 измерений

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: LUXGOOD. Регистрационное удостоверение: РЗН 2023/19487 от 03.02.2023. Набор офтальмологический для катарактальной хирургии в вариантах исполнения: 1. LUXGOOD™ в составе: 11. Линза интраокулярная LUXGOOD™ YELLOW.

12. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accuject Pro однокривоая), 1.3. Инструкция по применению. 2. LUXSMART™ в составе: 21. Линза интраокулярная LUXSMART™ YELLOW. 22. Система поставки для имплантации интраокулярных линз (Accuject Pro однокривоая), 2.3. Инструкция по применению.



Интраокулярная линза

## AKREOS® AO MICS\*\*

**Доступ 1,8 мм – ключ к хирургии MICS\*\***

### Хирургия 1,8 мм MICS\*\* требует особых материалов для адаптации к разрезу 1,8 мм

- Имплантация через разрез 1,8 мм происходит по методике «в разрез»

### 3-мерная стабильность

- Форма ИОП Акреос® AO MICS\*\* была разработана с учетом оптимизации положения линзы в капсульном мешке после операции и абсорбции внешних воздействий по 3 направлениям


### Качество зрения

- Асферическая безабберационная оптика
- 4-точечная фиксация для стабильности и центрации

Непрерывный контакт задней поверхности с капсульным мешком

90°, квадратный край на 360° – оптимальный барьер для предотвращения миграции клеток эндотелия, включая область соединения оптики с гаптикой

Гаптика усилена для постоянного и контролируемого давления на капсулу




\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется каждому хирургу персонализировать собственные значения. Оптимизированные константы: <https://iolcon.org/>

\*\*Микроинвазивная хирургия катаракты

\*\*\*Помутнение задней капсулы

## Монолитная гидрофильная акриловая ИОЛ для микроразрезов

Каталожный номер M160Pxxxx



### МАТЕРИАЛ

- Гидрофильный акрил
- Содержание воды 26%
- УФ-фильтр
- Рефракционный индекс 1,46

### ДИЗАЙН

- Монофокальная, асферическая оптика, безабберационная
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*\*
- Ангуляция гаптики 10°
- Монолитная ИОП с 4-точечной фиксацией гаптики
- Ориентировочные метки для определения передней поверхности ИОП

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| • Диаметр оптики | 6,20 мм от 0,00 до 15,00 D    |
|                  | 6,00 мм от 15,50 D до 22,00 D |
|                  | 5,60 мм от 22,50 до 30,00 D   |
| • Общий диаметр  | 11,0 мм от 0,00 до 15,00 D    |
|                  | 10,70 мм от 15,50 до 22,00 D  |
|                  | 10,50 мм от 22,50 до 30,00 D  |

### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

От 0,00 до 30,00 D | от 0,00 до 09,00 D | Шаг 1,00 D  
| от 10,00 до 30,00 D | Шаг 0,50 D

### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Viscoject BIO 1,8 мм (10 шт. в упаковке)

Каталожный номер: LP 604350C

Рекомендуемый разрез 1,8 мм (техника имплантации в разрез)



### КОНСТАНТЫ\*

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Оптическая константа     | SRK/T A-константа: 119,1                              |
|                          | Глубина передней камеры: 5,67                         |
|                          | Фактор хирурга: 1,90                                  |
| Ультразвуковая константа | Константа Хайгис: $a_0: 1,49 / a_1: 0,40 / a_2: 0,10$ |
|                          | A-константа: 118,4                                    |
|                          | Глубина передней камеры: 5,2                          |
|                          | Фактор хирурга: 1,45                                  |

Источник значения константа [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: AKREOS. Линзы интраокулярные асферические с уплощенной оптикой Акреос АО МИКС. Akreos Advanced Optics Aspheric Lens, Akreos AO Microincision Lens ФСЗ 2007/01000 от 01.04.2020.

Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз Viscoject (Вискоджект) РЗН 2013/175 от 22.09.2020.

Akreos® AO MICS – Akreos® AO МИКС




Интраокулярная линза

## AKREOS® AO



### Зрение, которое доставит удовольствие вашим пациентам

- Асферическая безабберационная оптика для лучшего качества зрения и сохранения определенного уровня глубины поля зрения
- АКРЕОС АО разработана для представления предсказуемого и воспроизводимого рефракционного результата у пациентов с катарактой
- Квадратный край на 360° для предотвращения ПЗК\*\*
- 4-точечная фиксация для стабильности и центрации
- 3 размера ИОЛ для лучшего соответствия различным размерам капсульного мешка



**Для получения информации о подготовке к имплантации ИОЛ Акреос АО просканируйте QR-код или пройдите по ссылке:** <https://youtu.be/j-W8GDYinW0>



1. Johansson B, Sundelin S, Wikberg-Mattsson A, Ursbo P, Behndig A. Visual and optical performance of the Akreos Adapt Advanced Optics and Tecnis Z9000 intraocular lenses: Swedish multicentre study. J Cataract Refract Surg. 2007; 33(9):1565-72.

\*Константы носят рекомендательный характер. Рекомендуется каждому хирургу персонализировать собственные значения. Оптимизированные константы: <https://iolcon.org/>  
\*\*Помутнение задней капсулы

### Монолитная гидрофильная акриловая ИОЛ

Каталожный номер ADAPTAOPxxxx

#### МАТЕРИАЛ

- Гидрофильный акрил
- Содержание воды 26%
- УФ-фильтр
- Рефракционный индекс 1,46

#### ДИЗАЙН


- Монофокальная, двояковыпуклая, асферическая оптика, безабберационная
- Квадратный край 360° для профилактики ПЗК\*\*


- Диаметр оптики | 6,20 мм от 0,00 до 9,00 D  
| 6,00 мм от 10,00 до 30,00 D
- Общий диаметр | 11,00 мм от 0,00 до 15,00 D  
| 10,70 мм от 15,50 до 22,00 D  
| 10,50 мм от 22,50 до 30,00 D

#### ДИОПТРИЙНЫЙ РЯД

- От 0,00 до 30,00 D | От 0,00 до 09,00 D | Шаг 1,00 D  
| От 10,00 до 30,00 D | Шаг 0,50 D

#### СИСТЕМА ИМПЛАНТАЦИИ

Viscoject BIO 1,8 мм (10 шт. в упаковке). Каталожный номер LP604350C  
Рекомендуемый разрез: ≥1,8 мм (имплантация в разрез) 

Viscoject 2,2 (10 шт. в упаковке). Каталожный номер LP604340C  
Рекомендуемый разрез ≥2,2 мм (имплантация в разрез) 

Одноразовый инжектор INJ100 (10 шт. в упаковке)  
Каталожный номер INJ100  
Рекомендуемый разрез ≥2,2 мм (имплантация в разрез) 

#### КОНСТАНТЫ\*

Оптические константы | SRK/T A-константа: 118,5  
| Глубина передней камеры: 5,26  
| Фактор хирурга: 1,51  
| Хайгис:  $a_0$ : 0,83 /  $a_1$ : 0,305 /  $a_2$ : 0,191

Ультразвуковые константы | A-константа: 118,0  
| Глубина передней камеры: 4,96  
| Фактор хирурга: 1,22

Источник значения констант [www.iolcon.org](http://www.iolcon.org)  
Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzorgov.ru/services/misearch> Ключевое слово: AKREOS  
Линзы интраокулярные асферические с улучшенной оптикой Akreos Advanced Optics. Aspheric lens, Akreos AO  
Micro Incision lens ФСЗ 2007/01000 от 01.04.2020.  
Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз Viscoject (Вискоджект) РЗН.2013/175 от 22.09.2020.



ВИСКОЭЛАСТИКИ

EYEFILL® S.C.

## ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – СУПЕРКОГЕЗИВНЫЙ ВИСКОЭЛАСТИК

Каталожный номер EYEFILL-S.C.



**Состав: 2% гиалуроната натрия  
в физиологическом растворе**

### МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

2.8 МДа

### ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °С

55 000–100 000 мПа·с

### ОСМОЛЯРНОСТЬ

280–330 мОсм/л

### рН

6,8–7,6

### СОСТАВ И КАНЮЛЯ

0,9 мл, 25G

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ниже 25 °С, не замораживать



ВИСКОЭЛАСТИКИ




# ВИСКОЭЛАСТИКИ

# АМВИСК® ПЛЮС

## ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – КОГЕЗИВНЫЙ ВИСКОЭЛАСТИК

Каталожный номер 60081L



Содержит 1,6% раствор гиалуроната натрия  
в сбалансированном солевом растворе

### МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

>1 МДа

### ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °С

55 700 ± 8200 мПа·с

### ОСМОЛЯРНОСТЬ

340 мОсм/кг

### pH

6,8–7,6

### СОСТАВ И КАНЮЛЯ

0,8 мл, 27G

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От 2 до 8 °С

ВИСКОЭЛАСТИКИ



ВИСКОЭЛАСТИКИ

EYEFILL® C.

## ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ – КОГЕЗИВНЫЙ ВИСКОЭЛАСТИК

Каталожный номер EYEFILL-C-EST; EYEFILL-C-WST



**Состав: 1,4% гиалуроната натрия  
в физиологическом растворе**



### МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

2,7 МДа

### ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °С

25 000 – 40 000 мПа·с

### ОСМОЛЯРНОСТЬ

280–330 мОсм/л

### рН

6,8–7,6

### СОСТАВ И КАНЮЛЯ

1,0 мл, 25G

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От 2 до 8 °С

Инструкция по эксплуатации: <https://rosdravnadzorgov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: EYEFILL.  
Eyefill® C. – Айфилл® Когезивный  
РУ: РЗН 2023/19720 от 03.03.2023.  
Раствор вискоэластичный для хирургии катаракты Eyefill® C. Cohesive

ВИСКОЭЛАСТИКИ



ВИСКОЭЛАСТИКИ

EYEFILL® H.D.

## ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЙ ВИСКОЭЛАСТИК

Каталожный номер  
EYEFILL-HD-EST; EYEFILL-HD-WST



**Состав: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ) в физиологическом растворе**

### МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

500 кДа

### ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °С

2400–4000 мПа·с

### ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ

265–300 мОсм/л

### рН

6,8–7,6

### СОСТАВ И КАНЮЛЯ

2,5 мл, 23G

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ниже 25 °С, не замораживать

ВИСКОЭЛАСТИКИ




ВИСКОЭЛАСТИКИ

ОКУКОАТ

**ГПМЦ\* - ДИСПЕРСНЫЙ  
ВИСКОЭЛАСТИК**

Каталожный номер: CC100SL



**Состав: 2% раствор  
гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ)  
в сбалансированном солевом растворе**

**МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА**

>80 000 кДа

**ВЯЗКОСТЬ ПРИ 25 °С**

4000 ± 1500 мПа·с

**ОСМОЛЯРНОСТЬ**

285 ± 32 мОсм/л

**pH**

7,2 ± 0,4

**СОСТАВ И КАНЮЛЯ**

2,0 мл, 25G

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

От 2 до 25 °С

\*ГПМЦ - гидрокси пропил метил целлюлоза  
Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzorgov.ru/services/misearch/>. Ключевое слово: OCUCOAT  
ФСЗ 2011/09915 от 12.07.2024 Вископротектор "OCUCOAT"  
в составе: 1.-OCUCOAT® (2% гидроксипропилметилцеллюлоза), 2 мл, в шприце с коннектором типа Пуер  
Лок, без иглы - 1 шт. 2. канюля, 25G - 1 шт. 3. удерживающий зажим - 1 шт. 4. стикер для прослеживания - 5 шт.  
5. инструкция по применению - 1 шт.

## РУКОЯТКИ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ-АСПИРАЦИИ БИМАНУАЛЬНЫЕ

### 85780S

21G  
Аспирационная рукоятка универсальная  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть  
Текстурированный наконечник  
0,3 мм аспирационный порт  
Внешний диаметр 0,8 мм (21G)



### 85787S

21G Ирригационная рукоятка универсальная  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть, гладкий наконечник  
Два латеральных ирригационных отверстия диаметром 0,6 мм  
Внешний диаметр 0,8 мм (21G)



### 85787ST

21G Ирригационная рукоятка для системы Стелларис  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть, гладкий наконечник  
Два латеральных ирригационных отверстия диаметром 0,6 мм  
Внешний диаметр 0,8 мм (21G)  
Коннектор луер для системы Стелларис



### 85790S

22G Аспирационная рукоятка универсальная  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть  
Текстурированный наконечник  
0,3 мм аспирационный порт  
Внешний диаметр 0,7 мм (22G)



### 85806S

22G Ирригационная рукоятка универсальная  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть, гладкий наконечник  
Два латеральных ирригационных отверстия диаметром 0,6 мм  
Внешний диаметр 0,8 мм (21G)  
Коннектор луер для системы Стелларис



## РУКОЯТКИ ДЛЯ ИРРИГАЦИИ-АСПИРАЦИИ КОАКСИАЛЬНЫЕ

Силиконовый наконечник облегчает удаление кортикальных масс, полировку задней капсулы и манипуляции ИОП в капсульном мешке. Полупрозрачный силиконовый наконечник обеспечивает отличную визуализацию

### 85915S

Коаксиальный наконечник для ирригации-аспирации MICS CapsuleGuard  
12 шт./кор.



Аспирационный наконечник под углом 45°  
Рекомендуется для разрезов менее 2,0 мм



### 85914S

Коаксиальный прямой наконечник для ирригации-аспирации MICS CapsuleGuard  
12 шт./кор.



Прямая рабочая часть  
Рекомендуется для разрезов менее 2,0 мм



### 85913S

Коаксиальный изогнутый наконечник для ирригации-аспирации MICS CapsuleGuard  
12 шт./кор.



Изогнутая рабочая часть, прямой аспирационный наконечник  
Рекомендуется для разрезов 2,2–2,8 мм



### 85912S

Коаксиальный прямой наконечник для ирригации-аспирации CapsuleGuard  
12 шт./кор.



Прямая рабочая часть  
Рекомендуется для разрезов 2,2–2,8 мм



### 85910S

Коаксиальный наконечник для ирригации-аспирации CapsuleGuard  
12 шт./кор.



Аспирационный наконечник под углом 45°  
Рекомендуется для разрезов 2,2–2,8 мм



Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>. Ключевое слово: STELLARIS.  
Наконечники для ирригации и/или аспирации (12 шт. в коробке).

Медицинское изделие. Система офтальмологическая микрохирургическая Стелларис/Стелларис ПС (Stellaris/Stellaris PC). РУ № ПЗН 2017/6430 от 06.04.2020.

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ НОЖИ


## НОЖ-РАССЛАИВАТЕЛЬ



СТЕРИЛЬНО   = 6

### LP7510

Нож-расслаиватель (Crescent knife), стерильный, одноразовый, 2,0 мм  
A: 2,0 мм B: 4,0мм




## НОЖИ ДЛЯ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ



СТЕРИЛЬНО   = 6

### LP7548ADB

Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый, 2,2 мм  
A: 2,2 мм B: 2,3 мм



### LP7551A

Нож для корнеосклеральных разрезов (Slit knife), стерильный, одноразовый, 2,65 мм  
A: 2,65 мм B: 3,7мм

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ НОЖИ


## НОЖИ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ



СТЕРИЛЬНО   = 6

### LP7600

Нож трапециевидный (Trapezoid knife) стерильный, одноразовый (1,6x1,8 мм)  
A: 1,6 мм B: 1,8 мм E: 2,0 мм



### LP7601

Нож трапециевидный (Trapezoid knife) стерильный, одноразовый (2,0x2,2 мм)  
A: 2,0 мм B: 2,2 мм E: 2,29 мм

### LP7603

Нож трапециевидный (Trapezoid knife) стерильный, одноразовый (1,8x2,2 мм)  
A: 1,8 мм B: 2,2 мм E: 2,0 мм

## НОЖИ ДЛЯ СКЛЕРОТОМИИ



СТЕРИЛЬНО   = 6

### LP7520

Нож микровитреоретинальный (MVR knife), стерильный, одноразовый (20га)  
A: 1,2 мм



СТЕРИЛЬНО   = 6

### LP7593

для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (0,8 мм)  
A: 0,8 мм



### LP7592

Нож для парацентеза (Arrow knife) стерильный, одноразовый (1,1 мм)  
A: 1,1 мм

Formula	Ультразвуковая биометрия			Оптическая биометрия				Рекомендуемый инжектор/кат. Каталожный номер
	SRKT (номинальная)	Хоффер Q	Холладей 1	SRKT	Хоффер Q	Холладей 1	Хайгис	
Константа	Константа A	ГПК (pACD)	Фактор хирурга	Константа A	ГПК (pACD)	Фактор хирурга		
<b>LUXSMART™</b>	-	-	-	118,5	5,23	5,23	$A_0 = 1,045$ $A_1 = 0,45$ $A_2 = 0,10$	Полностью предзагруженная Аккуджект Про
<b>LUXSMART™ TORIC</b>	-	-	-	118,5	5,23	1,48	$A_0 = 1,044$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Полностью предзагруженная Аккуджект Про
<b>LUXGOOD™</b>	118,8	5,43	1,68	119,2	5,67	1,90	$A_0 = 1,659$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Полностью предзагруженная Аккуджект Про
<b>LUXGOOD™ TORIC</b>	118,8	5,43	1,68	119,2	5,67	1,90	$A_0 = 1,659$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Полностью предзагруженная Аккуджект Про
<b>enVista</b> <small>hydrophobic acrylic IOL</small>	118,7	5,37	1,62	119,1	5,61	1,85	$A_0 = 1,46$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Одноразовый картридж BLIS™ / BLIS-X1 Многоразовый инжектор BLIS R1 Одноразовый инжектор INJ100
<b>enVista TORIC</b> <small>hydrophobic acrylic IOL</small>	118,7	5,37	1,62	119,1	5,61	1,85	$A_0 = 1,46$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Одноразовый картридж BLIS™ / BLIS-X1 Многоразовый инжектор BLIS R1 Одноразовый инжектор INJ100
<b>Akreos® MICS</b>	118,4	5,20	1,45	119,1	5,61	1,85	$A_0 = 1,49$ $A_1 = 0,40$ $A_2 = 0,10$	Viscoject™ BIO 1,8 / LP604350C
<b>Akreos. AO</b>	118,0	4,96	1,22	118,5	5,26	1,51	$A_0 = -0,83$ $A_1 = 0,305$ $A_2 = 0,191$	Viscoject 2,2 LP604340C Viscoject BIO 1,8 LP604350C

1. Инжектор для введения интраокулярных линз,  
INJ100 P3H 2020/10023 от 30.04.2020

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>.

Ключевое слово: P3H 2020/10023.

2. Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации  
интраокулярных линз Viscoject™ (ВИСКОДЖЕКТ)

P3H 2013/175 от 22.09.2020

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>.

Ключевое слово: P3H 2013/1753.

3. Система инжекторная Bausch + Lomb BLIS

P3H 2017/6619 от 26.12.2017

Инструкция по эксплуатации: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>.


Ключевое слово: P3H 2017/6619.



Для расчета торических ИОЛ рекомендуем использовать калькулятор EVO

[www.evioicalculator.com](http://www.evioicalculator.com)

Для перехода на сайт просканируйте QR-код



**ООО «Бауш Хелс» Россия**

115093, Российская Федерация, Москва

ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н

Тел. +7 495 510 2879

[www.bausch.ru](http://www.bausch.ru)

RUS-SRG-IOL-IOL-08-2024-5173

**BAUSCH + LOMB**

Видеть лучше. Жить лучше