

# ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ КАНЮЛИ



## КАНЮЛИ

### КАНЮЛИ ПЕРЕДНЕКАМЕРНЫЕ

#### SD1639

Переднекамерная канюля (по Райкрофт)  
25 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 25 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 5 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



#### SD1273

Переднекамерная канюля (по Райкрофт)  
30 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 30 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 5,5 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



#### SD1280

Переднекамерная канюля (по Райкрофт)  
27 Гейдж

☐ = 10



- 27 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 4,5 мм от кончика/



## КАНЮЛИ

### КАНЮЛИ ДЛЯ ВИСКОЭЛАСТИКА

#### SD2639

Канюля для вискоэластика 25 Гейдж

☐ = 1



- 25 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 9 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



#### M3926A

Канюля для вискоэластика 27 Гейдж



- 27 Гейдж.
- Изогнутая 35°, 9 мм от кончика.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



### КАНЮЛИ-ЦИСТОТОМЫ

#### SD5042

Ирригационный цистотом 27 Гейдж,  
короткий радиус

☒ ☐ = 10



- Короткий 8 мм.
- Изогнутый кончик.
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм.



#### SD4804

Ирригационный цистотом для  
капсулорексиса 25 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 25 Гейдж.
- Готовый ирригационный Цистотом
- Изогнутый кончик 12 мм
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм



#### SD1610

Ирригационный цистотом, 25 Гейдж

☒ ☐ = 10



- Готовый ирригационный цистотом
- Изогнутый кончик 12 мм
- Общая длина (исключая коннектор) 16 мм.



## КАНЮЛИ

### КАНЮЛИ ДЛЯ ГИДРОДИССЕКЦИИ

**SD5099**

Канюля гидродиссектор 27 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 27 Гейдж.
- Наконечник уплощен в вертикальной плоскости
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



**SD5155**

Канюля изогнутая для гидродиссекции 27 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 27 Гейдж
- Наконечник уплощен в горизонтальной плоскости
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



**SD3902**

Канюля для гидродиссекции 27 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 27 Гейдж.
- Канюля для гидродиссекции.
- Изогнутая 9 мм от кончика.
- Кончик сужен и уплощен в горизонтальной плоскости.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



**SD5037**

Канюля для гидродиссекции 25 Гейдж

☒ ☐ = 10



- 25 Гейдж.
- Гидродиссекция нуклеуса
- Изогнутая 7 мм от кончика.
- Кончик сужен и уплощен в горизонтальной плоскости.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм



**SD5003**

Канюля для гидродиссекции 25 Гейдж J-образная

☒ ☐ = 10



- 25 Гейдж.
- Канюля для гидродиссекции/аспирации.
- Закругленная форма, диаметр 1.75 мм.
- Общая длина (исключая коннектор) 22 мм.



## КАНЮЛИ

### КАНЮЛЯ ЛАКРИМАЛЬНАЯ

**SD5042**

Лакримальная канюля 25 Гейдж

☒ ☐ = 10



- Калибр 25G
- изогнутая
- Общая длина 29мм



### КАНЮЛИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОРТЕКСА, ПОЛИРОВКИ КАПСУЛЫ

☒ ☐ = 10

**SD5005**

Канюля для полировки капсулы с силиконовым наконечником 27 Гейдж

- Калибр 25G
- изогнутая
- Общая длина 29мм



☒ ☐ = 10

**SD5106**

Лакримальная канюля 25Гейдж

- Калибр 25G
- изогнутая
- Общая длина 29мм



## КАНЮЛИ

# КАНЮЛИ ДВУХХОДОВЫЕ ДЛЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

⊗ = 10

### M4499

Канюля двухходовая 23/30 Гейдж



- Внешний диаметр 23 Гейдж
- Внутренняя канюля 30 Гейдж
- Для введения перфторорганических жидкостей



⊗ = 10

### M4499A

Канюля двухходовая 25/30 Гейдж



- Внешний диаметр 25 Гейдж
- Внутренняя канюля 30 Гейдж
- Для введения перфторорганических жидкостей

